Programat® S2

Program Structure　プログラム表

プログラム	名 称	内 容	シンタリング時間	ダブルトレイの使用
1	IPS e.max ZirCAD standard	IPS e.max ジルキャド プライム/MT マルチ/MT/LT/MO製修復物用従来型シンタリングプログラム。インフィルトレーション法によるカラーリング後、乾燥させたIPS e.max ジルキャド プライム/MT マルチ/MT/LT製修復物用シンタリングプログラム	9時間50分	可
2	IPS e.max ZirCAD Speed – 3 units	IPS e.maxジルキャド プライム/MT マルチ/MT/LT/MO製単冠または3本までのブリッジ用の急速シンタリングプログラム	4時間25分	
3	IPS e.max ZirCAD Prime Speed – crown	IPS e.max ジルキャド プライム製単冠用の急速シンタリングプログラム	2時間26分	
4	IPS e.max ZirCAD MT Multi Speed – 3 units	IPS e.max ジルキャド MT マルチ製単冠または3本までのブリッジ用急速シンタリングプログラム	4時間25分	
5	IPS e.max ZirCAD MT Speed – 3 units	IPS e.max ジルキャド MT製単冠または3本までのブリッジ用急速シンタリングプログラム	2時間30分	
6	IPS e.max ZirCAD LT Speed – crown	IPS e.max ジルキャド LT製単冠用の急速シンタリングプログラム	2時間55分	
7	IPS e.max ZirCAD LT Speed – 14 units	IPS e.max ジルキャド LT製14本までのブリッジ用急速シンタリングプログラム	4時間30分	
8	IPS e.max ZirCAD MO Speed – crown	IPS e.max ジルキャド MO製単冠フレーム用の急速シンタリングプログラム	75分	
9	IPS e.max ZirCAD MO Speed – 4 units	IPS e.max ジルキャド MO製4本までのブリッジ フレーム用急速シンタリングプログラム	90分	
10	IPS e.max ZirCAD MO Speed – 14 units	IPS e.max ジルキャド MO製14本までのブリッジフレーム用急速シンタリングプログラム	2時間45分	
11	IPS e.max ZirCAD MO standard	IPS e.max ジルキャド MO製フレーム用従来型シンタリングプログラム	7時間20分	可
12	Regeneration firing	IPS e.max ジルキャド製フレームワーク作業後の修正用シンタリングプログラム	60分	
13	Zenostar T standard	Zenostar T製修復物用 従来型シンタリングプログラム	9時間50分	可
14	Zenostar T crown	Zenostar T製単冠用急速シンタリングプログラム	2時間55分	
15	Zenostar T bridge – 14 units	Zenostar T製ブリッジ用14本までの急速シンタリングプログラム	4時間30分	
16	Zenostar MO crown	Zenostar MO製単冠フレーム用急速シンタリングプログラム	75分	
17	Zenostar MO bridge – 4 units	Zenostar MO製ブリッジフレーム用4本までの急速シンタリングプログラム	90分	
18	Zenostar MO bridge – 14 units	Zenostar MO製ブリッジフレーム用14本までの急速シンタリングプログラム	2時間45分	
19	Zenostar MO standerd	Zenostar MO製フレーム用従来型シンタリングプログラム	7時間20分	可

注意事項
酸化ジルコニウム修復物の予備乾燥時間に注意してください。予備乾燥時間は、修復物の大きさによって変える必要があります。
詳細については、各材料の取扱説明書を確認してください。

カラーリングリキッドを使用する場合は、以下の点に注意してください。
– シンタリングプログラム実行後、柔らかい布でファーネスの汚れた個所は清掃してください。
– シンタリングマッフルまたは断熱材に汚れが見られる場合、クリーニングプログラムを実行してください。
– カラーリングリキッドでインフィルトレーションした修復物は、乾燥機等で十分乾燥させてください。エアー乾燥では乾燥が十分に行えないため、シンタリングプログラム実行中に修復物にクラックが発生する可能性があります。

一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉 / 販売名：プログラマット S2 / 届出番号：13B1X10049IVPS20 / 一般医療機器

製造販売元
Ivoclar Vivadent 株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24
TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp
info.japan@ivoclarvivadent.com

PREPS20L01/09/2021

Version: 1
Date information prepared: 2021-01
Valid from software version V1.0

バージョン：1
2021 年 1 月のデータを基に作成
ソフトウェア バージョン 1.0 対応