

PrograScan[®] PS7



Simultan in Highspeed und Perfektion

Der High-End-Laborscanner PrograScan PS7 erfasst Ober- und Unterkiefer in einem einzigen Vorgang: simultan, vollautomatisch und in nur 10 Sekunden.

Technische Daten

Kamera	2x (4x8 MP)
Scan-Teller	2
Auto-Start	Ja
Genauigkeit (ISO 12836)	5 µm
Wiederholgenauigkeit	<2 µm
Scangeschwindigkeit (Zahnmodell)	10 Sek.
Scangeschwindigkeit (Abformung)	45 Sek.
Textur	Farbe
Scan-Strategie	All-in-one /die in model
Format der Ausgabe	STL, PLY
Netzspannung	90 - 264VAC
Netzspannung	90 Wh
Spannung des Scanners	24V DC +-10%
Typ des USB-Anschlusses	USB 3.0 TYP C (5Gbit/s)
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Gewicht	13,6 kg
Abmessungen (B x H x T)	396,0 x 436,5 x 380,5 mm