



# PrograScan<sup>®</sup> PS5

## Potente e poliedrico per versatilità d'impiego

Il PrograScan PS5 si caratterizza per un elevato grado di automazione. È uno scanner poliedrico e affidabile per ogni occorrenza. Fedele ai dettagli e ai colori per soddisfare le esigenze più elevate.

### Dati tecnici

Telecamere	4x6 MP
Piatti di scansione	1
Avvio automatico	Sì
Precisione (ISO 12836)	5 µm
Ripetibilità	<2 µm
Texture	Colore
Strategia di scansione	All-in-one / Moncone su modello
Formato output	STL, PLY
Intervallo di tensione	100–240 VAC
Intervallo di frequenza	50–60 Hz
Potenza nominale (max.)	90 Wh
Tensione dello scanner	24V DC +-10%
Tipo di porta USB	USB 3.0 TYP C (5 Gbit/s)
Numero di porte USB	1
Peso	12,8kg
Dimensioni (L x H x P)	396,0 x 436,5 x 380,5 mm

Data di preparazione delle informazioni: 07/12/2023