

Il classico versatile

ProBase®

Hot
Cold

Materiale professionale
per basi protesiche in
PMMA



Dai professionisti per i professionisti

ProBase, il nostro materiale per basi protesiche di alta gamma, è il risultato di un'esperienza pluriennale nelle tecniche convenzionali di zeppatura e colaggio. Il materiale offre caratteristiche di lavorazione ottimali ed è disponibile in un'ampia selezione di colori: per un maggior comfort nell'utilizzo del materiale per basi protesiche.

Opzioni versatili



ProBase Hot

- ✓ Materiale termopolimerizzabile per basi protesiche per la tecnica convenzionale di zeppatura
- ✓ Consistenza cremosa
- ✓ Tre diversi metodi di polimerizzazione



ProBase Cold

- ✓ Materiale autopolimerizzante per basi protesiche idoneo per le tecniche di colaggio e zeppatura
- ✓ Eccellenti proprietà di fluidità e modellazione
- ✓ Disponibilità di un colore aggiuntivo per un maggiore effetto coprente



Colori di basi protesiche Ivoclar

- ✓ Standard cromatici uniformi tra diverse combinazioni di prodotti
- ✓ Conformità cromatica tra materiali polimerizzabili a caldo e a freddo
- ✓ Materiali polimerizzabili a freddo: adatti anche per restauri e ribasature



Ulteriori opzioni colori

- ✓ Caratterizzazione individuale con il composito da laboratorio foto-polimerizzabile SR Nexco
- ✓ Materiali gengivali progettati per le esigenze individuali del paziente
- ✓ Ulteriori colori gengivali Intensive



Panoramica	ProBase Hot	ProBase Cold
Tecnica di lavorazione	Tecnica di zeppatura	Tecnica di zeppatura Tecnica di colaggio
Scelta del colore	8	9
	Clear Pink Pink-V US-L US-P 36 P-V Pink-V Implant S	Clear Pink Pink-V US-L US-P 36 P-V Pink-V Implant S Preference
Materiale	PMMA convenzionale	

Protesi rimovibili convenzionali per il ripristino di individualità e funzionalità



Determinazione preliminare del piano occlusale

Precisione sin dall'inizio con Centric Tray



Impronta funzionale

Centrica al punto ideale con Gnathometer M



Registrazione

Risultati di successo in breve tempo con UTS 3D



Progettazione

Protesi personalizzate con i nostri denti prefabbricati



Try-in

Risultati prevedibili, verificati sul paziente



Finalizzazione

Materiali versatili per basi protesiche per le tecniche di collaggio ed iniezione



Cura

Prevenzione efficace con linea di prodotti Cervitec