

Un classico, reinterpretato



SR Vivodent®
S PE/S DCL

Straordinari denti artificiali con
qualità DCL



Focus sulla prestazione

40
colori brillanti


Ispirate alla natura, perfezionate per l'odontotecnico. Questo è il principio guida delle nostre linee denti anteriori e posteriori SR Vivodent S PE/S DCL.

Panoramica	SR Vivodent S PE	SR Vivodent S DCL
Forme denti anteriori	16 forme superiori 8 forme inferiori	
Forme denti posteriori	SR Orthotyp S PE: 4 forme superiori 4 forme inferiori	SR Orthotyp S DCL**: 4 forme superiori 4 forme inferiori
		SR Ortholingual S DCL: 3 forme superiori 3 forme inferiori
Colori	20 PE	16 A-D 4 Bleach
Materiale	DCL altamente reticolato	

Materiale dalle elevate prestazioni, per una maggiore durata nel tempo

- Ogni strato è realizzato in materiale* DCL (Double Cross Linked) altamente reticolato
- Maggiore resistenza alla compressione rispetto al convenzionale PMMA
- Solido legame con il materiale per basi protesiche

Resistenza alla compressione secondo EN ISO 9917-1



- [1] Teichmann S, Untersuchungsbericht PMMA-basierte Zahnmaterialien, Ivoclar Vivadent 2021
 [2] Teichmann S, Design Verification Report PE Relaunch, Ivoclar Vivadent 2022
 [3] Teichmann S, Development Report Phonares II, Ivoclar Vivadent 2021

* Il materiale è un polimetilmetacrilato notevolmente modificato, nel quale sia il polimero che la matrice sono reticolati in egual misura.
 ** Non disponibili per il mercato italiano.

Ampia scelta di colori per una maggiore personalizzazione

- ✓ 20 esclusivi colori PE
- ✓ 16 colori A-D
- ✓ 4 colori bleach
- ✓ Personalizzabili con il nostro composito da laboratorio SR Nexco

Vicino al modello di natura

16
forme superiori

Ispirate alla natura e perfezionate da texture superficiali individuali, queste forme denti permettono risultati estetici unici e sorprendenti.



Caratteristiche funzionali

- ✓ Armoniosa stratificazione dello smalto in tutti i lati del dente che permette libertà creativa durante il montaggio
- ✓ Ampio colletto per garantire la copertura di mesostrutture
- ✓ Anatomiche zone interprossimali per un aspetto naturalmente bianco



Forme denti anteriori straordinarie che garantiscono risultati estetici unici

- ✓ Ampia scelta di forme e colori
- ✓ Texture superficiale di effetto vitale
- ✓ Proporzioni naturali
- ✓ Stratificazione specifica per la forma
- ✓ Curvatura fisiologica

Design forme denti

Le forme più comuni di denti naturali si possono ricondurre principalmente a tre forme di base:



Partner funzionali

2
possibilità
occlusali

La decisione è tua: occlusione classica o lingualizzata*. Scegli la forma denti posteriore che più si adatta all'opzione occlusale prescelta.



Forme Typ per occlusione classica

- ✓ Montaggio "dente a due denti"
- ✓ Contatti occlusali buccali e centrali
- ✓ Gamma completa di colori
- ✓ Disponibile in quattro dimensioni

Forme Lingual per occlusione lingualizzata*

- ✓ Può essere montato sia "dente a dente" sia "dente a due denti"
- ✓ Contatti occlusali lingualizzati
- ✓ 16 colori A-D e 4 colori bleach
- ✓ Disponibile in tre dimensioni



* Non disponibili per il mercato italiano.

Protesi rimovibili convenzionali che promettono un'eccezionale individualità e funzionalità



Registrazione occlusale preliminare

Centric Tray assicura elevata precisione fin dall'inizio



Impronta funzionale

Gnathometer M determina accuratamente la relazione di centrica



Registrazione

UTS 3D per risultati rapidi in brevissimo tempo



Progettazione

Protesi personalizzate con i nostri denti prefabbricati



Try-in

Risultati prevedibili grazie al coinvolgimento dei pazienti



Finalizzazione

Versatili materiali per basi protesiche per le tecniche di collaggio, zeppatura ed iniezione



Trattamento

La linea prodotti Cervitec contribuisce ad un'efficace prevenzione