

口腔内の簡易防湿を よりスムーズに

OptraGate®

オプトラゲート
ラテックスフリー
リップ&チークリトラクター



日々の臨床をより快適に

OptraGate®（オプトラゲート）は、ラテックスフリーのリップ&チークリトラクターです。柔軟性の高いフレキシブルな素材で作られたリトラクターは、快適な装着感で、治療領域への十分なアクセスを確立します。OptraGateは、術野の可視性を向上させ、簡単に効果的な防湿コントロールの維持をサポートします。



接着力と耐久性を向上させるアイソレーション

OptraGateを使用することで、術野を確保し、乾燥した状態に保つことが容易になります。これにより、使用する接着材料の接着阻害のリスクを低減することができます^[1]。



患者様にリラックスして治療を受けていただく

素材が柔軟性と質感に優れているため、装着感が快適です。OptraGateを使用することで、患者様は治療中、口を開けていることが容易になり、より治療に集中することができます。



短時間で装着でき、効果的な治療を行えます

柔軟性のある素材を使用しているため、装着が簡単で、口腔内へのフィット感も良好です。効率的な治療の妨げとなる口唇や頬粘膜を排除します。

柔軟な素材 - 柔軟な用途

快適な装着感、高い適合性、幅広い用途を提供するOptraGateは、さまざまな臨床現場で多用途に使用できるように設計されています。

OptraGateは、口腔内の簡易防湿をよりスムーズに行えるようになるだけでなく、多くの臨床症例で優れた効果を発揮します：

- ✓ 予防歯科
- ✓ デジタル歯科治療
- ✓ ダイレクト修復治療
- ✓ 矯正歯科
- ✓ 補綴修復
- ✓ 診査診断
- ✓ ホワイトニング
- ✓ 小児歯科

[1] M. R. R. Cajazeira, T. M. De Sabóia, L. C. Maia, Influence of the operatory field isolation technique on tooth-colored direct dental restorations, Am J Dent. 2014, 27, 155-159

Every second,

OptraGate®は世界中の歯科治療で使用されています*。

一目でわかるメリット:

- ✓ 口腔内の簡易防湿をよりスムーズに
- ✓ クリアな治療領域でアクセスしやすく、リラックスした効率的な治療プロセスを実現
- ✓ 3D構造の柔軟性により、装着が簡単な柔らかい素材を使用
- ✓ 様々な日々の臨床で臨機応変に対応する汎用性

* Based on Ivoclar sales figures

OptraGateに関するFAQ

どのようなサイズがありますか？

レギュラー、スモール、ジュニアの3サイズからお選びいただけます。

どのサイズを使えばよいですか？

正しいサイズを選ぶには、口角間の距離を参考にする必要があります（唇を閉じるか、少し離れた状態）。

パッケージに印刷されている参考メモリを、正しいサイズを選ぶ目安として使用してください。

OptraGateは長時間の治療でも快適に装着できますか？

適切なサイズが選択されていれば、通常、患者さんはOptraGateを長時間装着しても快適に治療を受けることができます。



OptraGateの詳細や装着ビデオは
こちらから

https://www.ivoclar.com/ja_jp/products/accessories/optragate

製品内容

オプトラゲート

アソートメント 577275WW

- ・レギュラー 40枚
- ・スモール 40枚

レギュラー 590850WW

- ・レギュラー 80枚

スモール 590851WW

- ・スモール 80枚

ジュニア 591451WW

- ・ジュニア 80枚

レギュラー ハーフ 683377WW

- ・レギュラー 40枚

スモール ハーフ 683378WW

- ・スモール 40枚

ジュニア ハーフ 683376WW

- ・ジュニア 40枚

オプトラゲート カラー

アソートメント スモール 669088WW

- ・ブルー 20枚
- ・ピンク 20枚

アソートメント ジュニア 669089WW

- ・ブルー 20枚
- ・ピンク 20枚

※スモールが標準程度のサイズとなっております。

一般の名称：歯科用開口器 / 販売名：オプトラゲート / 届出番号：13B1X10049IV0001 / 一般医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目28番24号

TEL：03-6801-1301 FAX：03-5844-3657

ivoclar.com

ivoclar