

# OptraSculpt®

CR 充填用インスツルメント オプトラスカルプト

ベタつき知らずの

「時短」インスツルメント




# OptraSculpt® Pad *for anterior teeth*

オプトラスカルプト パッド



オプトラスカルプトパッドで成形



顕微鏡写真

φ 4mm      φ 6mm



パッド

フレキシブルなエチレンビニルアセテート製パッドです。単回使用で衛生的です。

前歯4級、5級等、広い面の成形に。

ベタつかず、スムーズな面を簡単に成形できます。

リファレンススケールが左右対称性や、幅径または、歯軸の目安に活用でき、  
審美修復をサポートします。

リファレンススケール



mm単位のスケール



正面観歯冠幅径(実線) 歯軸傾斜(破線)

# OptraSculpt® Next Generation *for posterior teeth*

オプトラスカルプト Next Generation

臼歯充填に適した3形態が新発売！



ボール

窩洞(特に隣接面)の適合の向上に。



ポイント

咬合面の溝、咬頭傾斜の成形に。



チゼル

辺縁隆線、咬頭傾斜の成形に。

## 製品内容

### オプトラスカルプトパッド

アソートメント **639791AN** 1セット  
(インスツルメント1本、パッド2種 各60個)

インスツルメント **646004AN** 1本  
φ 4mm **639792AN** 60個 × 1  
φ 6mm **639793AN** 60個 × 1



### オプトラスカルプト Next Generation

スターターキット **683067AN** 1セット  
(インスツルメント1本、ボール/ポイント/チゼル 各20個)

インスツルメント **683154AN** 1本  
ボール **683068AN** 60個 × 1  
ポイント **683100AN** 60個 × 1  
チゼル **683069AN** 60個 × 1



一般的名称：歯科用練成充填形成器 / 販売名：オプトラスカルプトパッド / 届出番号：13B1X10049IV0033 / 一般医療機器  
一般的名称：歯科用練成充填形成器 / 販売名：オプトラスカルプト Next Generation / 届出番号：13B1X10049IV0042 / 一般医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社  
〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24  
TEL: 03-6801-1301 FAX: 03-5844-3657  
www.ivoclarvivadent.jp  
info.japan@ivoclarvivadent.com

PR1042B02

ivoclar  
vivadent®  
passion vision innovation