

IPS e.max® セラムアート – ホワイトエステティックス シェード&エッセンスペースト

IPS e.max セラムアート シェード



シェードデンチン1



シェードデンチン2



シェードデンチン3



シェードデンチン4



シェードデンチン5



シェード
インサイザル1



シェード
インサイザル2

IPS e.max セラムアート エッセンス



ホワイト



クリーム



レモン



サンセット



コッパー



カーキー




マホガニー



アンスラサイト

IPS e.max セラムアート マジックグレイズペースト (蛍光あり・なし) は、釉薬として、またステインのキャリア媒体として、さらにセラミック表面 (ZrO₂ や LS2 など) を濡らし、水玉現象を生じさせないために使用されます。

IPS e.max セラムアート ユニバーサルリキッド は、すべてのIPS e.max セラムアートペースト (ストラクチャーペーストを除く) を希釈するための希釈液です。ストラクチャーペーストは希釈してはいけません。



IPS e.max® セラムアート – ホワイトエステティクス シェード&エッセンスペースト

IPS e.max セラムアート イリュージョン



マメロン
レッドオレンジ



マメロン
ライトサーモン



オパール
ライトブルー



オパール
スカイブルー



オパール
ナイトブルー



ヘイロー
アイボリー



ヘイロー
オーカー



エナメル
パール



アプソバー
ライトバイオレット



アプソバー
フォグ



アプソバー
クォーツ



サービカル
イエローピンク



サービカル
ヌード

IPS e.max セラムアート ストラクチャー



ストラクチャー
ニュートラル



ストラクチャー
クラウド

IPS e.max セラムアート マジックグレイズペースト (蛍光あり・なし) は、釉薬として、またステインのキャリア媒体として、さらにセラミック表面 (ZrO₂ や LS₂ など) を濡らし、水玉現象を生じさせないために使用されます。

IPS e.max セラムアート ユニバーサルリキッド は、すべてのIPS e.max セラムアートペースト (ストラクチャーペーストを除く) を希釈するための希釈液です。ストラクチャーペーストは希釈してはいけません。

