

Autorisierte CAD/CAM-Labside-Schleif- und Fräseineinheiten für Ivoclar CAD/CAM-Materialien^[1]



Hersteller CAD/CAM Einheiten	System	IPS e.max® CAD				IPS e.max® ZirCAD		IPS Empress® CAD	Tetric® CAD	Telio® CAD	
		Inlays, Onlays, Veneers und Kronen	3-gliedrige Brücken ^[2]	Implantatgetragene Hybrid Abutments	Implantatgetragene Hybrid Abutment Kronen	Kronen	Brücken	Inlays, Onlays, Veneers und Kronen	Inlays, Onlays, Veneers und Kronen	Temporäre Kronen und Brücken ^[3]	Implantatgetragene Hybrid Abutment Kronen
	PrograMill® Dry										
	PrograMill® PM3 / PM5										
	PrograMill® PM7										
	Zenotec® mini										
	Zenotec® select										
	Zenotec® select hybrid										
	ceramill® mikro ic										
	ceramill® motion 2 / motion 3										
	ceramill® matik										
	inLab® MC XL										
	inLab® MC X5										

^[1] Länderspezifisch kann das Produktangebot abweichen
^[2] Bis zum zweiten Prämolare als endständigem Pfeiler
^[3] Mit bis zu zwei Zwischengliedern

