


TRANSLUCENCY OVERVIEW



ROHLINGE | INGOTS



E T1: Inlays und Onlays

Für ältere Patienten mit stark transluzentem, glasigem Restzahnbestand.

E T1: Inlays and onlays

For older patients with a strongly translucent, glassy dentition.



E T2: Inlays und Onlays

Für jüngere Patienten mit Restzahnbestand von geringer Opazität.

E T2: Inlays and onlays

For younger patients with a dentition of average opacity.



E O1, E OC1: Kronen und Veneers

Für Patienten mit Restzahnbestand von mittlerer Opazität.

E O1, E OC1: Crowns and veneers

For patients with a dentition of average opacity.



E O2: Kronen und Veneers

Für Patienten mit Restzahnbestand von hoher Opazität.

E O2: Crowns and veneers

For patients with a dentition of higher opacity.



E O3: Kronen und Veneers

Für Patienten mit Restzahnbestand von sehr hoher Opazität und zur Angleichung an gebleichte Zähne.

E O3: Crowns and veneers

For patients with a dentition of very high opacity and to mimic bleached teeth.



E TC0 – E TC5: Inlays, Onlays, Kronen und Veneers

Die Farbgebung der IPS Empress Esthetic Transluzent-Colour-Rohlinge ist auf die Chromascope Farbgruppen abgestimmt. Eine Kombination zu den A–D Shades ist möglich.

E TC0 – E TC5: Inlays, onlays, veneers, and crowns

The shades of the IPS Empress Esthetic Transluzent Colour ingots are coordinated with the Chromascope shade groups. However, combination with A–D shades is also possible.