

# Der vielseitige Klassiker

ProBase®

Hot  
Cold

Die professionellen  
PMMA-Prothesen-  
kunststoffe



# Von Profis für Profis

Unser Top-Prothesenbasismaterial ProBase steht für jahrelange Materialerfahrung in der klassischen Giess- oder Stopftechnik, angenehme Verarbeitungseigenschaften und eine grosse Farbauswahl. Für grösseren Verarbeitungskomfort.

Vielseitige  
Möglichkeiten

## ProBase Hot

- ✓ Heisspolymerisat für die klassische Stopftechnik
- ✓ Geschmeidige Konsistenz
- ✓ Drei verschiedene Polymerisationsarten

## ProBase Cold

- ✓ Autopolymerisat für die Giess- und Stopftechnik
- ✓ Gute Fliess- und Modelliereigenschaften
- ✓ Zusätzliche Farbe mit höherer Deckkraft

## Ivoclar Prothetikfarben

- ✓ Einheitlicher Farbstandard über verschiedene Systeme
- ✓ Farbharmonie zwischen Hot- und Cold-Materialien
- ✓ Cold-Materialien auch für Reparaturen oder Unterfütterungen

## Weitere Farbmöglichkeiten

- ✓ Individuelle Charakterisierungen mit unserem lichthärtenden Labor Composite SR Nexco
- ✓ Patientenorientierte Gingiva-Massen
- ✓ Zusätzliche Intensiv-Gingiva-Farben




Auf einen Blick	ProBase Hot	ProBase Cold
Verarbeitungstechnik	Stopftechnik	Stopftechnik Giesstechnik
Farbangebot	8	9
	Clear Pink Pink-V US-L US-P 36 P-V Pink-V Implant S	Clear Pink Pink-V US-L US-P 36 P-V Pink-V Implant S Preference
Material	Klassisches PMMA	

# Konventionelle, abnehmbare Prothetik für Individualität und Funktionalität



## Vorbissnahme

Präzision von Beginn an mit Centric Tray



## Funktionsabformung

Zentrik auf den Punkt gebracht mit Gnathometer M



## Registrierung

Im Handumdrehen zum Erfolg mit UTS 3D



## Aufstellung

Individueller Zahnersatz mit unseren Konfektionszähnen



## Einprobe

Vorhersehbare Ergebnisse durch Kundeneinbindung



## Fertigstellung

Vielseitige Prothesenbasismaterialien für die Giess-, Stopf- und Injektionstechnik



## Schützen

Wirksame Prävention mit der Cervitec-Produktelinie