

Einfach und schnell zur IPS e.max CAD- Restauration



Programat[®] CS2

Der ideale Glasur- und
Kristallisationsofen für
Ihre Praxis

14:55^{Min}
IPS e.max
CAD^[1]

Der intuitive Platzsparer für Ihre Praxis



ivoclar
Programat CS2

ATK2 Automatische Temperaturkalibration
Gewährleistet gleichbleibend
hochästhetische Ergebnisse

Ausreichend grosse Ablageplatte
Sicheres Platzieren und Abkühlen
der Restauration

Offenes System
Voreingestellte Programme für Ivoclar-
Materialien, zusätzlicher Speicherplatz
für eigene Programme

Bewährte Folientastatur
Einfaches Auswählen der
wichtigsten Funktionen

Übersichtliches Farb-Touchdisplay
Führt zum gewünschten Programm

OSD – optische Statusanzeige
Ein Blick genügt, um die Betriebs-
bereitschaft zu erkennen

USB- und LAN-Anschluss
Einfaches Installieren von
Software-Updates

Integrierter Brenngutzangenhalter
Benötigtes Werkzeug ist sofort
griffbereit



Power-Saving-Taste
Ermöglicht bis zu 40 % Stromersparnis
im Standby-Modus

Kristallisieren und Glasieren auf Knopfdruck

Der robuste und kompakte Programat CS2 ist die ideale Einsteigerlösung zur Herstellung von Lithium-Disilikat-Restaurationen wie z.B. IPS e.max CAD. Mit dem anwenderfreundlichen Ofen kristallisieren und glasieren Sie einfach und schnell, direkt in Ihrer Praxis.

Unsere Vakuumpumpen VP3 easy und VP5 ergänzen den Programat CS2 optimal, der durch seine Doppelventil-Technologie einen geräuscharmen und stromsparenden Betrieb der Vakuumpumpe erlaubt.

Optimiert für IPS e.max CAD

-  Kristallisieren in nur 14:55 Minuten^[1] (Speed-Kristallisation)
-  Einfach zu hochwertigen Ergebnissen dank moderner Brenntechnologie
-  10 Jahre Garantie für IPS e.max CAD-Restaurationen

[1] Programat CS2, Speed-Kristallisation, ca. 14:55 Minuten, IPS e.max CAD HT, MT, LT, IPS e.max CAD Crystall, Glaze Spray oder Poliertechnik (Self Glaze), maximal zwei Einheiten, F&E Ivoclar, Schaan.

Alles für Ihre Chairside-Behandlung



Beraten

Mit Ivoclar Smile Patientinnen und Patienten im Vorfeld einer Behandlung begeistern



Vorbereiten

Mit OptraGate entspannt und effizient scannen



Auswählen

Mit IPS e.max CAD auf die weltweit meistverkaufte Glaskeramik setzen ^[2]



Fertigen

Mit den autorisierten Frässystemen unserer langjährigen Kooperationspartner schleifen



Brennen

Mit dem Programat CS2 oder Programat CS6 effizient fertigstellen



Befestigen

Mit Variolink Esthetic zuverlässig und flexibel befestigen



Schützen

Mit Cervitec Plus die Keimzahl auf hochwertigen Restaurationen reduzieren



MEHR
INFORMATIONEN
ivoclar.com/programat-cs2