ivoclar

チェアサイドの診療をサポート

Clinical

クリニカル 製品カタログ







Making People Smile



Ivoclarのワークフローを、まずはサンプルと製品デモでご体験ください。
お申込みは各QRコードから受付けております。

サンプルのご請求はこちらから

デモのご依頼はこちらから

目　次

Composites

IPS エンプレス ダイレクト 4
IPS エンプレス ダイレクト エフェクト
IPS エンプレス ダイレクト カラー 5
IPS エンプレス ダイレクト オペーク
テトリック N-フロー 2 6
テトリック N- セラム 2
キャビフィル インジェクター
テトリック N- パワーフロー 2 7
テトリック N- パワーフィル 2

Temporary Restoration

テリオ 8
テリオ インレー／アンレー 9

Adhesive

アドヒース ユニバーサル 10
エキサイト F
トータルエッチ

All Ceramics

IPS エンプレス CAD 11
IPS e.max プレス／キャド
IPS ナチュラル ダイマテリアル
IPS e.max シェードナビ アプリ
プログラマット CS6 12
プログラマット CS2
バキュームポンプ VP5 13
プログラマット関連アクセサリー

Cementation Materials

バリオリンク エステティック 14
マルチリンク オートミックス 15
マルチリンク ハイブリッド 16
スピードセム Plus
モノボンド エッチ&プライム 17
イボクリーン
モノボンドプラス
リキッドストリップ

BPS

ナソメータ M 18
セントリックトレー
ユニバーサル トランスファーボウ
ストラトス 100 ／ 200 ／ 300

Impression Materials

アキュデント XD 19
アキュデント XD アクセサリー

Equipment

ブルーフェーズ Power Cure 20
ブルーフェーズ G 4 21
ブルーフェーズ NG 4 22

Professional Care

プラークテスト 23
プロキシット 24
ヘリオシール 25

Clinical Accessories

オプトラゲート 2 26
オプトラゲート
オプトラグロス 27
オプトラダム
オプトラスカルプト パッド 28
オプトラスカルプト Next Generation
オプトラスティック
シェードガイド 29
ビバパット／ミックスプレート
ビバデント アプリケータ
カニューレ 30

IPS Empress® Direct

IPS エンプレス ダイレクト

直接修復用ダイレクトコンポジットレジンです。透過性を天然歯と同等に合わせてあるため、解剖学的形態を再現するだけで、シンプルに美しさを再現することが可能です。
またフィラー形状を改良しレジンのベタつきを抑えることで、操作性が向上しました。



ペーストタイプ

製品内容 IPS Empress Direct

IPS エンプレス ダイレクト（シリンジ） 各3g×1

A1	627220AN	A2	627221AN	A3	627222AN
A3.5	627624AN	A4	627223AN	IV A5	627224AN
IV A6	627225AN	B1	627226AN	B2	627227AN
C3	627228AN	D2	627229AN	BL-L	627230AN
BL-XL	627231AN	A1	627232AN	A2	627233AN
A3	627234AN	A3.5	627235AN	A4	627236AN
B1	627237AN	B2	627238AN	B3	627239AN
B4	627240AN	C1	627241AN	C2	627242AN
C3	627243AN	D2	627244AN	D3	627245AN
BL-L	627246AN	BL-XL	627247AN		
トランス20	627248AN	トランス30	627249AN	オパール	627250AN

デンチン エナメル

IPS エンプレス ダイレクト（キャビフィル） 各0.2g×10

A1	627258AN	A2	627259AN	A3	627260AN
A3.5	627623AN	A4	627261AN	IV A5	627262AN
IV A6	627263AN	B1	627264AN	B2	627265AN
C3	627266AN	D2	627267AN	BL-L	627268AN
BL-XL	627269AN	A1	627270AN	A2	627271AN
A3	627272AN	A3.5	627273AN	A4	627274AN
B1	627275AN	B2	627276AN	B3	627277AN
B4	627278AN	C1	627279AN	C2	627280AN
C3	627281AN	D2	627282AN	D3	627283AN
BL-L	627284AN	BL-XL	627285AN		
トランス20	627286AN	トランス30	627287AN	オパール	627288AN

デンチン エナメル

IPS エンプレス ダイレクト エフェクト

3段階の光透過性で特徴づけを行えるフロータイプのコンポジットレジンです。切縁に必要な効果をより容易に再現可能です。



フロータイプ

製品内容 IPS Empress Direct Effect

IPS エンプレス ダイレクト エフェクト（シリンジ） 各1.8g×1

オパール	635342AN

※カニューレ（⌀0.9mm）×5本が付属します。

シェードガイド

オートクレーブ対応のセラミックス製シェードガイドです。



製品内容 IPS Empress Direct Shade Guide

IPS エンプレス ダイレクト シェードガイド ×1

デンチン	627214	エナメル / トランス	627215

一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン、歯科充填用色調調整材、歯科用充填器/ 販売名：IPS エンプレスダイレクト/認証番号：221AGBZX00175000/管理医療機器

IPS Empress® Direct Color / Opaque

IPS エンプレス ダイレクト カラー / オペーク

IPS エンプレス ダイレクト カラーは、光重合型の内部ステイン材です。コンポジットレジンの直接法や、CAD/CAM で製作したベニアのキャラクタライゼーションに使用します。
IPS エンプレス ダイレクト オペークは、セラミックスまたはコンポジットレジン修復において、支台歯の色調調整に使用します。特に、IPS エンプレス ダイレクトと組み合わせて使用することで、より高い審美性を追求できます。

特長
・滑らかなペーストで、塗布が簡単
・希釈せずに、修復物に直接塗布可能
・塗布する厚みに関係なく安定した色調
・操作性と機能性を追求して設計されたシリンジ





ホワイト　ハニーイエロー　オークル　ブラウン　ブルー　グレー　オペーク

IPS エンプレス ダイレクト カラー

各シェードで適切な光透過性を得られるよう調整されたフィラーにより、天然歯のようなキャラクタライゼーションをより簡単に行うことが可能です。



製品内容	IPS Empress Direct Color

IPS エンプレス ダイレクト カラー			各1g×1
ホワイト	637899AN	ハニーイエロー	637900AN
オークル	637903AN	ブラウン	637904AN
ブルー	637901AN		
グレー	637905AN	※カニューレ(⌀0.4mm) Re×5本が付属します。	

IPS エンプレス ダイレクト カラー オペーク

メタルボンドや前装冠の修理時、支台歯などに使用でき、より高い審美修復に有効です。
最大0.5mmの厚みまで積層できます。



製品内容	IPS Empress Direct Opaque

IPS エンプレス ダイレクト カラー オペーク	637897AN	1.8g×1
※カニューレ(⌀0.9mm) ×5本が付属します。		

一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン、歯科充填用色調調整材、歯科用充填器/ 販売名：IPS エンプレスダイレクト/認証番号：221AGBZX00175000/管理医療機器

Tetric® N2-Line テトリック N2- ライン

保険適用

Tetric® N-Flow 2

テトリック N-フロー 2

前歯部および臼歯部修復用のフロアブルコンポジットレジンです。
チクソトロピー性を有し、窩洞への塗布時に流動性を示しながら、充填後はその場所にとどまりやすい特性があります。微小な窩洞の修復や裏層材としての使用など、多様な用途に使用できる製品です。



一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン / 販売名：テトリック N-Flow 2 / 認証番号：306ACBZX00029000 / 管理医療機器

フロータイプ

製品内容 Tetric N-Flow 2

テトリック N-フロー 2（シリンジ） 各 2g×1

A1	750813AN	A2	750814AN	A2 デ	755966AN
A3	750815AN	A3.5	750816AN	A3.5 デ	750817AN
A4	750818AN	B1	755964AN	B2 デ	755967AN
B3	755965AN	BL L	750821AN	BL M	755968AN
BL XL	755969AN	T	750822AN		
カニューレ ブラック（Ø 0.9 mm）Re				760816	×20

テトリック N-フロー 2（キャビフィル） 各 0.25g×10

A1	750803AN	A2	750804AN	A2 デ	755960AN
A3	750805AN	A3.5	750806AN	A3.5 デ	750807AN
A4	750808AN	B1	755958AN	B2 デ	755961AN
B3	755959AN	BL L	750811AN	BL M	755962AN
BL XL	755963AN	T	750812AN		

保険適用

Tetric® N-Ceram 2

テトリック N- セラム 2

前歯部および臼歯部の修復に使用するペーストタイプのコンポジットレジンです。周囲の歯質と自然に調和するカメレオン効果、豊富なシェードラインアップが特徴です。べたつきが少なく形態付与が容易で、すぐれた研磨性により効率的に光沢のある表面に仕上げられます。



一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン / 販売名：テトリック N-Ceram 2 / 認証番号：306ACBZX00030000 / 管理医療機器

ペーストタイプ

製品内容 Tetric N-Ceram 2

テトリック N-セラム 2（シリンジ） 各 3.5g×1


A1	755750AN	A2	755751AN	A2 デ	755752AN
A3	755753AN	A3.5	755754AN	A3.5 デ	755755AN
A4	755816AN	B1	755817AN	B2	755818AN
BL L	755826AN	BL XL	765489AN	C2	755821AN
T	755824AN				

テトリック N-セラム 2（キャビフィル） 各 0.25g×10

A1	755829AN	A2	755830AN	A2 デ	755831AN
A3	755832AN	A3.5	755833AN	A3.5 デ	755834AN
A4	755835AN	B1	755836AN	B2	755837AN
BL L	755845AN	BL XL	765490AN	C2	755840AN
T	755843AN				

テトリック N2- ファミリーシェードガイド

テトリック N- セラム 2 と N- フロー 2
共用のシェードガイドです。



製品内容 Tetric N2 Family Shade Guide

テトリック N2-ファミリー シェードガイド	755805AN	×1

キャビフィル インジェクター



キャビフィル用のガンです。

一般的名称：歯科用充填器 / 販売名：キャビフィル インジェクター / 届出番号：13B1X10049IV0025/ 一般医療機器

製品内容 Cavifil Injector

キャビフィル インジェクター	627882AN	×1

保険適用

Tetric® N-PowerFlow 2

テトリック N - パワーフロー 2

最大 4mm までの一括充填に対応した、フロアブルコンポジットレジンです。セルフレベリング機能により窩底・窩壁へのすぐれた適合性を発揮します。テトリック N- パワーフィル 2 やテトリック N- セラム 2 と組み合わせて使用でき、臼歯部領域における自然な審美性を実現します。



フロータイプ

製品内容					Tetric N-PowerFlow 2
テトリック N パワーフロー 2（シリンジ）					各 2g×1
IVA	759085AN	IVB	759086AN	IVW	759087AN
カニューレ ブラック（∅1.2mm）				669838	×20

一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン / 販売名：テトリック N-PowerFlow 2 / 認証番号：306ACBZX00032000 / 管理医療機器

保険適用

Tetric® N-PowerFill 2

テトリック N - パワーフィル 2

臼歯部修復に使用するペーストタイプのコンポジットレジンです。最大 4mm までの一括充填に対応し、形態付与を行いやすい粘度に調整されています。テトリック N- パワーフロー 2 と組み合わせて使用でき、臼歯部において残存歯質と調和性の高いナチュラルな審美性が実現できます。



ペーストタイプ

製品内容					Tetric N-PowerFill 2
テトリック N パワーフィル 2（シリンジ）					各 3.5g×1
IVA	759081AN	IVB	759082AN	IVW	759083AN

一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン / 販売名：テトリック N-PowerFill 2 / 認証番号：306ACBZX00031000 / 管理医療機器


治療効率を支えるIvoclar 独自の技術

光重合開始材 イボセリン

本製品は、一般的な光重合開始材であるカンファーキノンに加え、Ivoclar が開発した光重合開始材「イボセリン」が配合されています。
高い光反応性により、効率的な光重合と最大 4mm の硬化深度を実現させます。

光重合に伴い透過性が変化

アセンシオテクノロジーにより、光重合前は高い光透過性を備え、材料の深部まで光が届きやすくなっています。光重合の進行とともに透過性が低下し、重合後は象牙質に近い透過性を示すことで、天然歯と調和する審美的な仕上がりを実現します。



Telio®

テリオ

テリオは、最終補綴を成功に導くためのプロビジョナルレストレーション システムです。 CAD/CAMテクノロジーを応用したPMMA製ブロックで長期（最大12カ月）のプロビジョナルに適するテリオCADは、高い曲げ強度で破折しにくく、審美性、機能性にも優れているので、長期間プロビジョナルの装着を必要とするインプラント治療等に適しています。最終補綴へのスムーズな移行を実現することが可能です。



テリオ CAD

CAD/CAMテクノロジーを利用したプロビジョナルレストレーション用のPMMA製CADブロックです。最大4ユニット（ポンティック2本まで）のブリッジ製作が可能です。
B40L：W15×L19×H39（mm）
B55：W15×L19×H55（mm）



テリオ CAD ブロック

アクセスホール用にあらかじめ穴が空いたブロックです。インプラント治療時のプロビジョナル製作に使用します。



製品内容					Telio CAD
テリオ CAD CEREC/inLab LT B40L					各3個×1
BL3	627718AN	A1	627719AN	A2	627720AN
A3	627721AN	A3.5	627722AN	B1	627723AN
テリオ CAD CEREC/inLab LT B55					各3個×1
BL3	627824AN	A1	627825AN	A2	627826AN
A3	627827AN	A3.5	627828AN	B1	627829AN


製品内容					Telio CAD
テリオ CAD CEREC/inLab LT A16（S）					各3個×1
BL3	665518	A1	665519	A2	665520
A3	665521	A3.5	665522	B1	665523
テリオ CAD CEREC/inLab LT A16（L）					各3個×1
BL3	665524	A1	665525	A2	665526
A3	665527	A3.5	665528	B1	665529

一般的名称：歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ / 販売名：テリオCAD / 認証番号：222AGBZX00028000 / 管理医療機器

テリオ インレー / アンレー


光重合型のレジン系仮封材です。弾性力の違いにより、テリオ インレー（ソフトタイプ）、テリオ アンレー（ハードタイプ）の2種類をラインアップしています。シェードもU：ユニバーサルシェード、T：透明シェードの2種類をご用意しています。

高弾性・ソフト



テリオ インレー

低弾性・ハード



テリオ アンレー

テリオ インレー （高弾性・ソフト）

適応例：・垂直に深いインレー窩洞
・弾力があり、小さなアンダーカットがあっても除去がより容易にに行える



テリオ アンレー （低弾性・ハード）

適応例：・浅い窩洞
・保持が得られない窩洞
・アンレー等の大きな窩洞



一般的名称：歯科用高分子系仮封材料 / 販売名：テリオ / 認証番号：302AGBZX00138000 / 管理医療機器

製品内容			Telio Inlay
テリオ インレー			2.5g×3
U（ユニバーサルシェード）	701261	T（透明シェード）	701265

製品内容			Telio Onlay
テリオ アンレー			2.5g×3
U（ユニバーサルシェード）	701262	T（透明シェード）	701266

	アドヒース ユニバーサル	エキサイト F
重合方式	光重合	光重合
エッチング	エナメル：15 ～ 30 秒 デンチン：10 ～ 15 秒 （オプション）	エナメル：15 ～ 30 秒 デンチン：10 ～ 15 秒
塗布時間	20 秒（スクラブ）	10 秒（スクラブ）
照射時間	10 秒（約 500mW/cm²）	10 秒（約 500mW/cm²）

Adhese® Universal

アドヒース ユニバーサル

1液性の光重合型ボンディング材です。エッチング方法を問わず使用でき、エナメル質および象牙質ともに高い接着力を発揮します。様々な用途に同じ操作方法で、術者や環境の差に関わらずより安定した結果を得られます。
特にペンタイプのVivaPenは口腔内に直接塗布でき、角度が付いたカニューレで口腔内のどの部位にもアプローチが可能です。液の補充はボタンをクリックするだけなので、マイクロスコープやルーペの使用時も、視線をそらさずに使用できます。

適応例
・直接修復法におけるコンポジット修復時のボンディング
・間接修復法により製作されたセラミックスやコンポジット等の接着時のボンディング
・知覚過敏抑制材
・コンポジットレジンの補修、デンチンシーリング

特長
・10μm以下の均質な被膜で、最終修復物の浮き上がりと褐線を抑制
・残量が一目で分かるメーター付(VivaPen)
・pH2.5～3.0
・2～28℃で保管可能



製品内容		Adhese Universal
アドヒースユニバーサル VivaPenNEW（2mL）	665156WW	
アドヒース ユニバーサル VivaPen NEW キット(2mL)	754798WW	
アドヒース ユニバーサル VivaPen		2mL×1
カニューレ VivaPen スナップオン		×100
VivaPen スリーブ		×20
アドヒース ユニバーサル ボトル	663720WW	5g×1
カニューレ VivaPen NEW スナップオン	745762	×100
VivaPen スリーブ(300)	627492	×300

一般的名称：歯科用象牙質接着材、歯科レジン用接着材料、歯科用知覚過敏抑制材料、歯科用シーリング・コーティング材 / 販売名：アドヒース ユニバーサル / 認証番号 226AGBZX00069000 /管理医療機器

ExciTE® F

エキサイト F

フッ素徐放性を持つ、トータルエッチタイプの光重合型ボンディング材です。

適応例
・リン酸エッチングを使用した直接修復法によるコンポジット修復
・間接修復法により製作されたコンポジットやセラミックスの接着

特長
・エナメル質、象牙質ともに高い接着力
・良質なフィラーで1層の塗布で歯牙との安定した接着
・アセトンフリー、フッ素徐放性
・光沢があり、塗った場所を確認しながら塗布が可能



製品内容		ExciTE F
エキサイト F シングルドース TF	759134	0.1g×50
エキサイト F ボトル TF	759132	5g×1
ビバデント アプリケータ R ライトブルー	631699	×50

一般的名称：歯科用象牙質接着材 / 販売名：エキサイト F / 認証番号：222AGBZX00087000 / 管理医療機器

Total Etch®

トータルエッチ

37%リン酸エッチング材です。
流れにくいジェルで、塗布した箇所にしっかりと留まります。
また、歯質と識別しやすい濃い青色で塗布部位や水洗後の残留が一目で分かります。



製品内容		Total Etch
トータルエッチ	550588AN	2g×2
	※ カニューレ(ブルー) ×20本が付属します。	
カニューレ (ブルー)	550587	×20


IPS Empress® & IPS e.max®

IPS エンプレス & IPS e.max

Ivoclarはセラミックスのスタンダードを築いてきた「IPS エンプレス」、そして留まることなく可能性を広げている「IPS e.max」で時代の要求に応えます。
IPS エンプレス CADは、リューサイトガラスセラミックスを使用したブロックです。CAD/CAM機器で単冠修復物にミリングし、その後必要に応じてステイニング等により仕上げます。歯頸部から切縁にかけて天然歯のようなシェードと蛍光性のグラデーションを持つIPS エンプレス CAD Multiブロックをラインアップしています。
二ケイ酸リチウム ガラスセラミックスのIPS e.max キャドは、審美性だけでなく、単体で530 MPa（平均値）という高強度を実現しています。天然歯に近い摩耗性があるため、高強度ながら対合歯に優しいガラスセラミックスです。

IPS エンプレス CAD シェードガイド


IPS エンプレス CAD用のシェードガイドです。



製品内容	IPS Empress CAD HT/LT A-D/BL Shade Guide	
IPS エンプレス CAD HT/LT シェードガイド A-D/BL	603418	1セット

IPS e.max プレス / キャド シェードガイド

IPS e.max キャド ブロックのクリスタライゼーション後（歯冠色の状態）のシェードを再現しています。



製品内容	IPS e.max Press /CAD Shade Guide	
IPS e.max プレス / キャド HT シェードガイド	613998	1セット
IPS e.max プレス / キャド MT シェードガイド	680311	1セット
IPS e.max プレス / キャド LT シェードガイド	605523	1セット

IPS ナチュラル ダイマテリアル シェードガイド

透明度がより高いオールセラミックスに重要な、支台歯のシェード選択をするシェードガイドです。



製品内容	IPS Natural Die Material Shade Guide	
IPS ナチュラル ダイマテリアル シェードガイド	597090	1セット

IPS e.max シェードナビ アプリ

支台歯のシェードや修復物の種類、厚みなど条件を選択するだけで、適切な材料のシェードをご提案します。



無料ダウンロード！
Download on the App Store

IPS e.max SNA ホームページ
https://www.ivoclar.com/ja_jp/products/metal-free-ceramics/ips-e.max-shade-navigation-app

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス / 販売名：IPS エンプレス CAD / 認証番号：219AKBZX00159000 / 管理医療機器
一般的名称：歯科切削加工用セラミックス / 販売名：IPS e.max キャド / 認証番号：220AGBZX00008000 / 管理医療機器
一般的名称：歯科用樹脂系模型材 / 販売名：IPS ナチュラル ダイマテリアル / 届出番号：13B1X10049IV0002 / 一般医療機器

Programat® CS6

プログラマット CS6

切削後のキャドブロックのシンタリングおよびクリスタライゼーションが一台で行える、多機能ファーネスです。ファーネスヘッドには、上下に動く開閉機能を採用しています。また、本体にバキュームポンプを接続することで、修復物の焼成時間を短縮し、審美性を高めます。タッチパネル式カラーディスプレイで操作しやすく、撮影した画像をもとにDSA(デジタルシェードアシスタント)によるシェード識別のサポートやキャリブレーション機能による安定した温度管理が可能です。13種類の標準プログラムを搭載しています。

製品内容	Programat CS6	
プログラマット CS6 200-240V	742087JJ	1セット



Programat® CS2

プログラマット CS2

小型で、バキュームポンプ接続型(別売)のポーセレンファーネスです。IPS e.max キャドに合わせて設計されています。簡単な操作をコンセプトにIPS e.max キャドのクリスタライゼーションと共にステイン・グレーズ焼成が可能です。9種類の標準プログラムとは別に、20種類のフリープログラムの登録が可能です。

製品内容	Programat CS2	
プログラマット CS2	645949JJ	1セット



	プログラマット CS6	プログラマット CS2
電源電圧	AC200 - 240V / 50 - 60 Hz (電源電圧は単相 200V コンセント)	100V / 50-60Hz
最大消費電力	最大 16 A 110 – 130 V ～ / 最大 9 A 200 – 240 V ～	14A
焼成温度	最高 1560°C	最高 1200°C
サイズ (ヘッド閉時)	W 415×D 494×H 450 mm (冷却トレイ無 W280 mm) (ファーネスヘッドオープン時：573mm)	W390×H320×D465 mm
重　量	28.5 kg	15.6kg
バキュームポンプ	必要（200V）	必要（100V） （バキュームポンプの電源ケーブルは、本体に接続します）

一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉 / 販売名：プログラマット CS6 / 届出番号：13B1X10049IVPCS6/ 一般医療機器
一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉 / 販売名：プログラマット CS2 / 届出番号：13B1X10049IVPCS2 / 一般医療機器

ATK2 使用方法は
こちらから
https://www.ivoclar.com/ja_JP/CMS/brochures/Programat-ATK2.pdf

バキュームポンプ VP5

プログラマット用に設計された専用ポンプです。電源ケーブルは、ファーネス本体へ接続します。

使用電圧	100V / 50-60Hz
	200V / 50-60Hz
消費電力	80W
吸 引 力	15L / 分
サ イ ズ(mm)	W122×H230×D415
重　　量	8.0kg



製品内容	Vacuum Pump VP5	
バキュームポンプ VP5 100V	666305JP	×1
バキュームポンプ VP5 200V	666307BN	×1

ATK2

プログラマットCS2に使用できる温度校正キットです。炉内温度を確認し、自動的にキャリブレーションを行います。

ファーネスでエラーが表示された場合、本製品を使用し、取扱説明書の指示に従ってキャリブレーションを行います。



製品内容	Automatic Temperature Checking Set 2	
ATK2（オートマチック TEMP チェックセット 2）	598833	5個×1

IPS オブジェクトフィックス

セラミックス修復物の焼成時に修復物を焼成トレイ上のピンに固定する材料です。ペーストは適度な粘性があり、焼成後の取り外しを含め、より容易な操作が可能です。



製品内容	IPS Object Fix	
IPS オブジェクトフィックス フロー	605525AN	10mL×1
IPS オブジェクトフィックス パテ	605526AN	10g×1

ツイーザー

ステインやグレーズ塗布の際に使用します。



製品内容	Tweezers	
ツイーザー	554069	×1

CS6 ツイーザー


先端にセラミック付着加工したプログラマット CS6 専用ツイーザー



製品内容	Programat CS6 Tweezers	
CS6 ツイーザー	749897	1個

プログラマット キャリブレーション計測エイド

プログラマット CS6 の付属品で、キャリブレーション時に焼結リング計測に使用する補助器具



製品内容	Programat Calibration Measuring Aid	
プログラマット キャリブレーション計測エイド	752035	1個

温度チェック セット

プログラマット CS6 およびCS4 に使用できる温度校正セットです。IPS e.max キャド補綴装置のクリスタライゼーション用の880°C (UTH) と酸化ジルコニウム補綴装置のシンタリング用の1500°C (MTH) があり、必要な時により容易な操作でキャリブレーション(温度校正)が可能です。

製品内容	Sinter Furnace Temperature Checking	
温度チェック セット 880°C (UTH)	688632	10個×1
温度チェック セット 1500°C (MTH)	627398	10個×1
温度チェック スターターキット	627380	1セット
880°C (UTH)×5、1500°C (MTH)×5、ノギス×1		

温度チェック スターターキット



温度チェックセット



一般的名称：歯科加圧成形用セラミックス/販売名：IPS e.max プレス/認証番号：220AGBZX00010000/管理医療機器

Variolink® Esthetic

バリオリンク エステティック

ラミネートベニアやインレーの接着に適した光重合型のLCと、幅広い用途に使用可能なデュアルキュア型のDCを備えた接着性レジンセメントです。明度を調整する5種に加え、新しく追加された「ホワイトオペーク」シェードは変色した歯質を効率的に遮蔽するのに適しており、バランスの取れたシェード構成となっております。さらに、変色の原因となるアミンを含まないため、修復物の美しさが持続します。



適応

光重合型 (LC) : 以下のような修復物の厚みが2mm未満で、十分な透過性を示す修復物の接着操作に使用します。
-ベニア、インレー、アンレー、パーシャルクラウン
-二ケイ酸リチウム、ガラスセラミック、コンポジットレジン

デュアルキュア型 (DC) : 以下の接着操作に使用します。
-ベニア、インレー、アンレー、パーシャルクラウン、クラウン、ブリッジ
-二ケイ酸リチウム、ガラスセラミック、コンポジットレジン、酸化ジルコニウムや金属

特長

- さまざまな用途で使用できる接着性レジンセメント
- バランスの取れたシェードコンセプト
- LC・DCで試適用ペーストを共通して使用可能
- ユーザーフレンドリーな操作性と余剰セメントの除去が容易
- 高いX線造影性 (340%Al)
- 天然歯に近い蛍光性
- 2 ～ 28°Cで保管可能

製品内容 Variolink Esthetic

バリオリンク エステティック LC	各2g×1		
ライト+	763425WW	ライト	763446WW
ニュートラル	763424WW	ウォーム	763423WW
ウォーム+	763422WW	ホワイトオペーク	762061WW


※ カニューレ ブラック (23mm) ×5本が付属します。

バリオリンク エステティック DC	各5g×1		
ライト+	666117WW	ライト	666118WW
ニュートラル	666119WW	ウォーム	666120WW
ウォーム+	666121WW	ホワイトオペーク	762062WW

※ ミキシングチップ ブラック×10本が付属します。

バリオリンク エステティック Try-In	各1.7g×1		
ライト+	666067WW	ライト	666113WW
ニュートラル	666114WW	ウォーム	666115WW
ウォーム+	666116WW	ホワイトオペーク	762063WW

※ カニューレ ブラック (23mm) ×5本が付属します。



バリオリンク エステティック LCシステムキット

ニュートラルシェードの「バリオリンク エステティック LC」「バリオリンク エステティック Try-In」および「アドヒース ユニバーサル Viva Pen」など、各ステップに必要な製品を含んだ、ベニア修復物向けキットです。



製品内容 Variolink Esthetic LC System Kit 763314WW

バリオリンク エステティック LC システムキット	1セット
アドヒース ユニバーサル VivaPen NEW	2ml × 1
カニューレVivaPen NEW スナップオン/100	
バリオリンク エステティック LC, ニュートラル	2g × 1
バリオリンク エステティック Try-in, ニュートラル	1.7g × 1
モノボンドプラス	5g × 1
リキッドストリップ	2.5g × 1

バリオリンク エステティック DCシステムキット (MBEP)

ニュートラルシェードの「バリオリンク エステティック DC」「バリオリンク エステティック Try-In」および「モノボンド エッチ&プライム」「アドヒース ユニバーサル Viva Pen」など、各ステップに必要な製品を含んだ、ガラスセラミックス修復物向けキットです。



製品内容 Variolink Esthetic DC System Kit (MBEP) 763320WW

バリオリンク エステティック DC システムキット(MBEP)	1セット
アドヒース ユニバーサル VivaPen NEW	2ml × 1
カニューレVivaPen NEW スナップオン/100	
バリオリンク エステティック DC, ニュートラル	9g × 1
バリオリンク エステティック Try-in, ニュートラル	1.7g × 1
モノボンド エッチ＆プライム	5g × 1
リキッドストリップ	2.5g × 1

バリオリンク エステティック DCシステムキット (MBP)

ニュートラルシェードの「バリオリンク エステティック DC」「バリオリンク エステティック Try-In」および「モノボンド プラス」「アドヒース ユニバーサル Viva Pen」など、各ステップに必要な製品を含んだ、様々な修復物に対応できるキットです。



製品内容 Variolink Esthetic DC System Kit (MBP) 763318WW

バリオリンク エステティック DC システムキット	1セット
アドヒース ユニバーサル VivaPen NEW	2ml × 1
カニューレVivaPen NEW スナップオン/100	
バリオリンク エステティック DC, ニュートラル	9g×1
バリオリンク エステティック Try-in, ニュートラル	1.7g×1
モノボンドプラス	5g×1
リキッドストリップ	2.5g×1

一般的名称：歯科接着用レジンセメント、歯科用色調適合確認材料、歯科セラミックス用接着材料、歯科用象牙質接着材、歯科接着・充填材料用表面硬化保護材、歯科用エッチング材、歯科用充填・修復材補助器具、歯科用練成器具 / 販売名：バリオリンク エステティック / 認証番号：227AGBZX00001000 / 管理医療機器

Multilink® Automix

マルチリンク オートミックス

様々な材料・症例に対応する、接着性レジンセメントです。化学重合ベースのデュアルキュア型なので、光が届きにくい材料にも使用できます。歯面・修復物内面に行う前処理と併せて、最終重合時にエアバリア材を使用し辺縁封鎖を確実にすることで、強固でより安定した接着が長期に渡り実現可能です。二ケイ酸リチウムガラスセラミックスはもちろん、酸化ジルコニウム、CAD/CAM冠、メタル等の接着で、その効力を発揮します。



トランス ペアレント(T)　イエロー(Y)　ホワイト(W)　オペーク(O)

特長

・光透過性の異なる4シェードで、審美性を要求される症例にも対応
・余剰セメントの除去がより簡単に
・より高いX線造影性
・低い吸水性と溶解性
・天然歯に近い蛍光性
・2～28℃で保管可能



製品内容			Multilink Automix
マルチリンク オートミックス シリンジ			各9g×1
トランスペアレント	615216WW	イエロー	615217WW
ホワイト	645952WW	オペーク	615218WW
※ミキシングチップ ブラック×15本が付属します。			
ミキシングチップ ブラック		645951	15本×1
ルートキャナルチップ ブラック		645955	5本×1

マルチリンク オートミックス Try-In

接着後のシェードチェックが可能な試適用ペーストです。
水溶性グリセリンペーストのため、
水で洗い流せます。

製品内容			Multilink Automix Try-In
マルチリンク オートミックス Try-In ペースト			各1.7g×1
トランスペアレント	645956WW	イエロー	645957WW
ホワイト	645959WW	オペーク	645958WW

マルチリンク プライマー

支台歯の前処理用セルフエッチタイプのボンディング材です。
マルチリンク オートミックスの化学重合を促進します。



製品内容			Multilink Primer
マルチリンク プライマー			各3g×1
A	613626WW	B	613627WW
マルチリンク プライマー A＋B		576825WW	3g×2種
アプリケーター		592435	25本×2

一般的名称：歯科接着用レジンセメント、歯科用色調適合確認材料、歯科用象牙質接着材、歯科接着・充填材料用表面硬化保護材、歯科セラミックス用接着材料、歯科用充填・修復材補助器具/販売名：マルチリンク　オートミックス/認証番号：225AGBZX00001000/管理医療機器

Multilink® Hybrid Abutment

マルチリンク ハイブリッド

インプラント上部構造とベースの接着に口腔外で使用するレジンセメントです。
0.02%の光透過性を誇り、特に、IPS e.max を使用したインプラント上部構造製作（スーパーストラクチャーソリューション）では、その効力を発揮します。ベースより効果的に遮蔽し、IPS e.max が持つ美しさを損なうことなく接着できます。

特長
・モノボンドプラスまたはモノボンド エッチ＆プライムとの併用により、より高い接着力を実現
・化学重合型で、光を通しにくい修復物や不透明な修復物でもより安定した接着
・オートミックスタイプのスピーディーでより安定した接着操作
・口腔外での接着（口腔内での接着不可）
・2～28℃で保管可能



HO 0

製品内容	Multilink Hybrid Abutment	
マルチリンク ハイブリッド HO 0	647182AN	9g×1

※ ミキシングチップ ブラック ×15本が付属します。

一般的名称：歯科用コンポジットレジンセメント、歯科セラミックス用接着材料、歯科用錬成器具 / 販売名：マルチリンク ハイブリッド / 認証番号：226AGBZX00014000 / 管理医療機器

SpeedCEM® Plus

スピードセム Plus

セルフアドヒーシブタイプの接着性レジンセメントです。化学重合をベースとしたデュアルキュア型で、光を通しにくい材料にも使用できます。接着性モノマーのMDPを配合しているため、特に酸化ジルコニウムの接着に適しています。

特長
- 半硬化した余剰セメントの除去が容易
- 修復物内面クリーニング材「イボクリーン」との併用でより高い接着力を発揮
- 歯面および修復物（ガラスセラミックス以外）への前処理不要
- 高いX線造影性（381% Al）



トランスペアレント　オペーク　イエロー

製品内容	SpeedCEM Plus		
スピードセム Plus			各9g×1
トランスペアレント	681712WW	イエロー	681710WW
オペーク	681711WW		

※ ミキシングチップ ブラック×15本、ルートキャナルチップ ブラック×5本が付属します。



一般的名称：歯科接着用レジンセメント / 販売名：スピードセム / 認証番号：221AGBZX00208000 / 管理医療機器

Monobond® Etch & Prime

モノボンド エッチ＆プライム

ガラスセラミックス用のセルフエッチングプライマーです。フッ酸を使わずに、IPS e.max キャド・プレスをはじめとするガラスセラミックスのエッチング・試適後のクリーニング・シラン処理が1本で行うことが可能です。より簡単な操作で耐久性に優れた高い接着強度をサポートします。



製品内容	Monobond Etch & Prime	
モノボンド エッチ＆プライム	673026WW	5g×1

一般的名称：歯科セラミックス用接着材料 / 販売名：モノボンド エッチ＆プライム / 認証番号：227AGBZX00018000 / 管理医療機器

Ivoclean

イボクリーン

水洗だけでは不十分な、試適後の唾液や血液による修復物接着面の汚染を効果的に清掃し、強固な接着をサポートします。多くの接修復材料にも使用できます。



製品内容	Ivoclean	
イボクリーン	637568AN	5g×1

Monobond® Plus

モノボンド プラス

ガラスセラミックス、酸化セラミックス、コンポジットレジン、貴金属合金や卑金属合金など、多くの修復物の前処理が1ボトルで行えます。
反応時間もすべて1分間で 2～28°Cで保管できます。



製品内容	MonobondPlus	
モノボンド プラス	626221AN	5g×1

一般的名称：歯科セラミックス用接着材料、歯科用象牙質接着材、歯科金属用接着材料 / 販売名：モノボンド プラス / 認証番号：223AGBZX00093000 / 管理医療機器

リキッドストリップ

酸素を遮断することでレジンセメントの硬化時に生じる未重合層を抑制し、吸水・変色を防ぐグリセリンゲルです。試適用ペースト、エッチングパターンの保護としても
使用できます。



製品内容	Liquid Strip	
リキッドストリップ	532505AN	2.5g×1

※ カニューレ トランスペアレント(45mm) ×5本が付属します。

	モノボンド エッチ&プライム（ガラスセラミックスに）	モノボンドプラス（すべての修復材料に）	イボクリーン（すべての修復材料に）
効果	エッチング	ー	ー
	クリーニング	ー	クリーニング
	プライミング	プライミング	ー

一般的名称：歯科接着用レジンセメント、歯科用色調適合確認材料、歯科セラミックス用接着材料、歯科用象牙質接着材、歯科接着・充填材料用表面硬化保護材、歯科用エッチング材、歯科用充填・修復材補助器具、歯科用練成器具/販売名：バリオリンク　エステティック/認証番号：227AGBZX00001000/管理医療機器

BPS®

BPS（生体機能的補綴システム）

BPSは、ヨーロッパの歯科大学、臨床医とIvoclar Vivadent が共同で開発した総義歯を製作するためのシステムです。BPS義歯の製作にあたっては、歯科医師と歯科技工士相互の密接な連携を必要とし、それぞれ講習により認定を受けるメンバー制のシステムとなっています。

ナソメータ M

個人トレーに装着し、印象、咬合高径、ゴシックアーチを採得可能な特殊なプレートです。



一般的名称：歯科咬合採得用材料/販売名：ナソメータ　M/届出番号：13B1X10049IVE029/一般医療機器

製品内容	Gnathometer M	
ナソメータ M	530484BN	×1

マウンティングプレート、レジストレーションプレート（上下顎）、バイトリム、ベーシックアーチ（上下顎）、アダプター、フィクシングプレート、マーキングピン、ネジ

セントリックトレー

上下顎別々に印象された模型を使用して患者様の口腔内を咬合器上に再現するトレーです。オートクレーブ（乾燥工程なし）に対応しています。




一般的名称：歯科印象採得用トレー /販売名：セントリックトレー /届出番号：13B1X10049IV0020/一般医療機器

製品内容	CentricTray	
セントリックトレー	559166BN	×1

ユニバーサルトランスファーボウ

カンペル平面、フランクフルト平面での正確なトランスファーができる、軽量なフェイスボウです。



一般的名称：歯科用顔弓/販売名：ユニバーサル トランスファーボウ/届出番号：13B1X10049IVE010/一般医療機器

製品内容	UTS 3D Universal Transferbow System	
ユニバーサル トランスファーボウ	593710	×1

ストラトス 100

可撤式義歯の人工歯排列がより簡単かつ正確にできる平均値咬合器です。顆路角は、固定になります。



一般的名称：歯科用咬合器/販売名：ストラトス100/届出番号：13B1X10049IVE011/一般医療機器

製品内容	Stratos 100	
ストラトス 100	576820BN	1セット

ストラトス 100　ストラトス 200　ストラトス 300

ストラトス 200

シンプルで機能性豊かな半調節性咬合器で、インサートを使用して顆路角、ベネット角を変えることができます。作業域が広く高精度な補綴物の製作が可能です。



一般的名称：歯科用咬合器/販売名：ストラトス 200/届出番号：13B1X10049IVE012/一般医療機器

製品内容	Stratos 200	
ストラトス 200	536381BN	1セット

ストラトス 300

各設定オプションに対応した半調節性咬合器です。顆路角、ベネット角が1°ごとに設定可能でより正確な機能シミュレーションが行え、適切な基準の再現が可能です。



一般的名称：歯科用咬合器/販売名：ストラトス 300/届出番号：13B1X10049IVE013/一般医療機器

製品内容	Stratos 300	
ストラトス 300	576821BN	1セット

AccuDent® XD

アキュデント XD

アキュデント XD は、BPS® コンセプトに対応した歯科用アルギン酸塩印象材です。気泡が入りにくく操作性に優れ、高精度な印象採得をサポート。トレー材は練和が完了すると色が変化し、口腔内にセットするタイミングが分かりやすくなっています。
1回分が個包装になっており、専用のカップで水量も簡単に計測できます。

アキュデント XD トレー

熱可塑性樹脂でできており、70℃のお湯に浸けることで、患者様の口腔内に合わせて形を調整をする事が可能です。









有歯顎 トレー

無歯顎 トレー

※単回使用

製品内容 AccuDent XD Tray

アキュデント XD トレー 有歯顎（イエロー）			各 12 個 ×1
1（下顎/ラージ）※	673704	2（上顎/ラージ）※	673705
3（下顎/ミディアム）※	673706	4（上顎/ミディアム）※	673707
5（下顎/スモール）※	673708	6（上顎/スモール）※	673709

アキュデント XD トレー 無歯顎（ホワイト）			各 12 個 ×1
7（下顎/ラージ）※	673710	10（上顎/ミディアム）※	673713
9（下顎/ミディアム）※	673712	12（上顎/スモール）※	673715
11（下顎/スモール）※	673714		

アキュデント XD トレーセット			6種各4個×1
有歯顎（1～6）※	673716	無歯顎（7～12）※	673717

上下顎用トレー　各サイズ（ラージ/ミディアム/スモール）4セット入り

※ は在庫限りの製品です。

一般的名称：歯科用アルギン酸塩印象材 / 販売名：アキュデント XD / 認証番号：228AGBZX00044000 / 管理医療機器

アキュデント XD アクセサリー

a：フィンガーグリップ：シリンジに取り付けて使用します。
b：チップ：有歯顎の際、シリンジ先端に付けて使用します。
c：カップ：アキュデント XD 印象材（水用）の計量カップに使用します。

製品内容 Accudent XD-Accessories

a) アキュデント XD フィンガーグリップ※	679889	×1

b) アキュデント XD チップ			各2個×1
ソフト※	679891	ミディアム※	679892

アキュデント XD アクセサリーキット	679893	1セット

シリンジ2本、チップ ソフト2個、カップ1個、フィンガーグリップ2個





ソフト　ミディアム





※a,bはシリンジ（「アキュデントXDアクセサリーキット」内）に取り付けます

※ は在庫限りの製品です。

一般的名称：歯科印象採得用器材 / 販売名：アキュデント XD シリンジ / 届出番号：13B1X10049IV0037 / 一般医療機器

Bluephase® PowerCure

ブルーフェーズ PowerCure



3,000mW/cm²の光度を搭載するブルーフェーズファミリーの中では高出力の光照射器です。3,000mW/cm²（3sキュアモード）含む4つの照射モードから選択でき、パワーと品質を兼ね備えた光照射器です。広い波長域（ポリウェーブ）、均一なビームプロファイルおよび安定した重合をアシストするポリビジョンテクノロジーも搭載しています。「3sキュアモード」を使用することで、テトリック パワーフローおよびアドヒース ユニバーサルを最短3秒で重合します。

特長
- 3sパワーキュアシステム製品を最短“3秒*3”で重合
- ポリビジョン機能搭載
- 光量測定器付きでいつでも数値で光量を確認
- 385 ～ 515nmの広い波長域で様々な歯科材料に対応



3s POWER CURE

	照射モード	照射時間	光量	対象材料
ブルーフェーズ PowerCure	3sキュア	3秒	3,000 mW/cm²	テトリック パワーフロー アドヒースユニバーサル
	TURBO	5秒	2,000 mW/cm²	IPS エンプレスダイレクト テトリック N-フロー/セラム
	HIGH	10秒	1,200 mW/cm²	IPS エンプレスダイレクト テトリック N-フロー/セラム アドヒースユニバーサル バリオリンク エステティック
	プレキュア（仮重合用）	2秒	950 mW/cm²	バリオリンク エステティック


*3：LED光照射器 3,000mW/cm²

製品内容			Bluephase PowerCure
ブルーフェーズ PowerCure プレミアムキット	667092BU	1セット	ブルーフェーズ PowerCure ライトプローブ 668873 1本
ハンドピース、バッテリー、ライトプローブ 10>9mm アンチグレアコーン×3、アンチグレアシールド×1、スリーブ×100 チャージングベース、ハンドピーストレイ、電源コード、ACアダプタ			10>9mm ブラック 標準アクセサリー

一般的名称：歯科重合用光照射器/ 販売名：ブルーフェーズ PowerCure / 届出番号：13B1X10049IVE025 / 一般医療機器/ 特定保守管理医療機器

多くの材料にも

Ivoclarが開発したポリウェーブLEDにより、ハロゲンのような385 ～ 515 nmの広いスペクトルを持っています。多くの光重合開始材（ルシリンTPO・カンファーキノン）にも反応し、多くの光重合型材料も重合できます。



ブルーフェーズ ファミリー

ブルーフェーズは、Ivoclar が2004年から製造しているチェアサイド用光照射器です。この照射器は、多方面で評価を頂き、多くの研究で使用されています。2010年のIADR（International Association for Dental Research, Barcelona）では、光照射器を使用した47研究のうちの22研究（47%）で使用されました。ブルーフェーズ Styleは、様々なデザイン賞を受賞している「ブルーフェーズ style」のスタイリッシュさを受け継いでいます。

reddot design award winner 2012

product design award 2012

Bluephase® G4

ブルーフェーズ G4

ポリビジョン機能により、照射中ハンドピースの手ぶれによる光量減少を使用者に振動でお知らせし、未重合リスクを軽減します。さらに、歯面を認識し作動するため、歯面以外の照射を防止し安全面も考慮されています。
光量は、1,200 mW/cm^{2}のHIGHパワーモードに、予備重合に便利な950 mW/cm^{2}のプレキュアモードも搭載しています。



特長
- ポリビジョン機能搭載
- 光量測定器付きでいつでも数値で光量を確認
- 385 ～ 515 nmの広い波長域で様々な歯科材料に対応
- 充電が切れても直接電源に接続して使用可能









GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

DESIGN AWARD 2019

製品内容		Bluephase G4
ブルーフェーズ G4 プレミアムキット	691257BU	1セット
ハンドピース、バッテリー、プローブ10mm、アンチグレアコーン×3、アンチグレアシールド×1、スリーブ×100、チャージングベース（メーター付き）、ハンドピーストレイ、電源コード、ACアダプタ		

ブルーフェーズ G4 ライトプローブ	691265	1本
10mm ブラック 標準アクセサリー ブルーフェーズ G4 / N G4 / PowerCure 共通		

ブルーフェーズ G4 ピンポイントライトプローブ

筒6 mm/先端2 mm
ベニア等の間接修復物を部分的に固定することで、余剰セメントをより容易に除去可能です。
ブルーフェーズ G4 / N G4 / PowerCure 共通



製品内容	Pin-point Light Probe	
ピンポイント ライトプローブ	691264	×1

ブルーフェーズ G4 ハンドピーストレイ

ハンドピースを置くのに便利なトレイです。診療中に少し置きたい時や揺れるトレイフォルダの上に置いても転がり落ちにくい仕様になっています。
ブルーフェーズ G4 / N G4 / PowerCure 共通



製品内容	Handpiece tray	
ハンドピーストレイ	691262	×1

一般的名称：歯科重合用光照射器/ 販売名：ブルーフェーズ G4 / 届出番号：13B1X10049IVE024 / 一般医療機器/ 特定保守管理医療機器

Bluephase® N G4

ブルーフェーズ N G4



シンプルとパワーが組み合わさったブルーフェーズ N G4
選べる3つの照射モード
・TURBO　2,100 mW/cm²　パワフルな5秒照射
・HIGHパワー 1,200mW/cm²　選択可能な照射時間（10～20秒）
・プレキュア　950 mW/cm²　セメント予備重合用の2秒照射

製品内容	Bluephase N G4	
ブルーフェーズ N G4 プレミアムキット	744011BU	1セット
ハンドピース、バッテリー、プローブ10mm、アンチグレアコーン×3、アンチグレアシールド×1、スリーブ×100、チャージングベース、ハンドピーストレイ、電源コード		

ブルーフェーズ メーター II

光照射器の光量測定器です。機器の底面にライトプローブ直径（6～12 mm）を測れるゲージが付いていて、3ステップで光量測定が可能です。
単3電池3本使用（別売）



製品内容	Bluephase meter II	
ブルーフェーズ メーター II	667124	×1

一般的名称：歯科重合用光照射器/ 販売名：ブルーフェーズ N G4 / 届出番号：13B1X10049IVBNG4 / 一般医療機器/ 特定保守管理医療機器

ブルーフェーズ 比較表

	光量 1000mW/cm² 台	光量 2000mW/cm² 台	光量 3000mW/cm² 台
	ブルーフェーズ G4	ブルーフェーズ N G4	ブルーフェーズ PowerCure
照射モード	・HIGHパワー：1,200 mW/cm² ・プレキュア ： 950 mW/cm²	・TURBO ：2,100 mW/cm² ・HIGHパワー：1,200 mW/cm² ・プレキュア ： 950 mW/cm²	・3sキュア ：3,050 mW/cm² ・TURBO ：2,100 mW/cm² ・HIGHパワー ：1,200 mW/cm² ・プレキュア ： 950 mW/cm²
ライトプローブ（標準）	691265 10 mm G4/ N G4 共通		668873 10 > 9 mm PowerCure 専用
ピンポイントライトプローブ	691264 6 > 2mm G4/ N G4 / PowerCure 共通		
バッテリー	691251 Li-Poバッテリー G4/ N G4 / PowerCure 共通		
スリーブ	691666 100枚 G4/ N G4 / PowerCure 共通		
アンチグレアコーン	551756 G4/ N G4 / PowerCure 共通		
アンチグレアシールド	691255 G4/ N G4 / PowerCure 共通		
波長域	385 ～ 515 nm		
ポリビジョン機能*3	○	ー	○
光量測定器	チャージングベースに付属	別売り 667124 ブルーフェーズ メーター II	チャージングベースに付属
保証期間	3年保証（バッテリー 1年）		

＊3：照射中、照射位置がずれると使用者に音と振動で知らせ、未重合リスクを軽減。歯面を認識し作動するため歯面以外の照射を防止し安全面も考慮。

Plaque Test

プラークテスト

赤くならない染め出し液です。塗布後、光重合器などのブルーライトで照射することで、プラークが浮き出て見えます。金属の部分に付着したプラークも確認しやすく、インプラントマージンの磨き残しが明瞭です。スピットンやインスツルメントにも付着しにくく、清掃もより容易に行うことが可能です。

プラークテスト

部分的な染め出しや、赤くなるのが嫌な方へのTBI等、赤い染色液とは違った染め出しの使い方ができます。口唇、歯肉、頬粘膜等、不要な部分の染め出しを行いません。



製品内容		Plaque Test
プラークテスト リフィル	533299AN	11g×1



Proxyt®

プロキシット

患者様の歯質、補綴物、治療状況に合わせて4種類から選択可能です。特にラインアップの最細粒 プロキシット ピンク Fineは軽石が無配合なため、ツヤを出しながら、コンポジットレジンおよびIPS e.maxを優しく研磨できます。

特長
- 軽石無配合で、より柔らかく、より優しく
- キシリトール配合
- 飛び散りにくく、適度な粘性で、歯面になじみの良いペースト
- 接着前のクリーニングに使用できる、フッ素フリーをラインアップ

プロキシット ピンク Fine

IPS e.max ケア推奨!

最終仕上げ用。
天然歯・修復物のメンテナンスに。



製品内容		Pink Fine
プロキシット ピンク Fine	701470	80 g x 1

プロキシット グリーン Medium

中研磨用。
プラークの除去やラフな歯面の滑沢用に。

製品内容		Green Medium
プロキシット グリーン Medium	701471	80 g x 1

プロキシットブルー Coarse

粗研磨用。
プラークや軽いステインの除去に。



製品内容		Blue coarse
プロキシット ブルー Coarse	701473	80 g x 1

プロキシット F フリー グリーン Medium

フッ素無配合。
テンポラリー除去後や、
コンポジット修復前のクリーニングに。



製品内容		F Free Green Medium
プロキシット F フリーグリーン Medium	701472	80 g x 1

プロキシット 1回パック

1回ごとの使い切りパック。

製品内容		Single Dose
プロキシット ピンク Fine 1回パック	703250	1.8 g x 200
プロキシット ブルー Coarse 1回パック	703252	1.8 g x 200





	ピンク Fine	グリーン Medium	ブルー Coarse	Fフリー グリーン Medium
用途	最終仕上げ 薄いステインの除去、天然歯・修復物のメンテナンスに。染め出し後、染め出し液があまり残っていない部位に。	中研磨 通常のプラーク・ステインの除去やラフな歯面の滑沢用に。染め出し後、染め出し液が歯面の半分程度残っている部位に。	粗研磨 厚いプラークやステインの除去に。染め出し後、染め出し液がしっかり残っている部位に。	テンポラリー除去後、コンポジットレジン修復前やホワイトニング前のクリーニングに。
フレーバー	ミント味			無味
フッ素	配合(500ppm)			無配合
キシリトール	配合			

一般的名称：歯面研磨材 / 販売名：プロキシット / 届出番号：13B1X10049IV0046 / 一般医療機器

Helioseal®

ヘリオシール

レジンベースの光重合型フィッシャーシーラントです。



特長
・耐久性に優れた小窩裂溝の封鎖
・より高い封鎖性
・良好な流動性

ヘリオシール F Plus

フッ素徐放性があります。天然歯との見分けが容易なホワイトシェードです。
上顎の歯質にも接着しやすく、より素早く・深く小窩裂溝に浸透します。
また、優れた辺縁封鎖性を発揮します。



製品内容		Helioseal F Plus
ヘリオシール F Plus アソートメント	686770AN	1セット
ヘリオシール F Plus		1.25g×5
カニューレ ブラック（∅ 0.4mm）		×20
トータルエッチ		2g×1
カニューレ（ブルー）		×10
ヘリオシール F Plus リフィル	686769AN	1.25g×1

※ カニューレ ブラック（∅ 0.6mm）×5本が付属します。

カニューレ ブラック（∅ 0.4mm）	685985	×20
ヘリオシール F Plus 対応チップ		
カニューレ ブラック（45mm）	533669	×20
ヘリオシール ボトル対応チップ		

一般的名称：高分子系歯科小窩裂溝封鎖材/ 販売名：ヘリオシール / 認証番号：220AGBZX00357000 / 管理医療機器
一般的名称：高分子系歯科小窩裂溝封鎖材、歯科用エッチング材 / 販売名：ヘリオシール F Plus / 認証番号：302AGBZX00133000 / 管理医療機器

OptraGate® 2

オプトラゲート 2

快適な防湿環境をサポートするラテックスフリー開口器

口唇・頬粘膜をやさしく排除し、口腔内へのアクセスを向上。
患者さんの快適性と術者の治療効率をサポートします。



3 つの特長


① 第三のリングで快適性向上
顎骨への圧迫感を軽減し、長時間の治療でもリラックスした開口状態の維持をサポート。

② クリアな術野を確保
防湿環境の維持をサポートし、接着処置や審美修復時の操作性向上に貢献。

③ 柔軟なラテックスフリー素材
熱可塑性樹脂製のソフトな装着感で、患者負担を軽減。

適応症例

- ✓ 直接修復
- ✓ 矯正治療
- ✓ 補綴修復
- ✓ 審査・診断
- ✓ 予防歯科
- ✓ ホワイトニング
- ✓ 小児歯科





製品内容		OptraGate 2
オプトラゲート 2 アソートメント	757915WW	1セット
レギュラー×40、スモール×40		
オプトラゲート 2 レギュラー	757912WW	80枚
オプトラゲート 2 スモール	757914WW	80枚

一般的名称：歯科用開口器/販売名：オプトラゲート 2/届出番号：13B1X10049IV0047/一般医療機器

OptraGate®

オプトラゲート

3D立体構造のソフト開口器です。口唇を排除しながら無理なく開口でき、長時間の装着でも患者様の不快感を和らげることが可能です。
口唇を保護できるので、薬液の付着や器具が触れるのを防止します。
矯正治療や小児歯科、PMTC、ホワイトニングやレジン充填、口腔内写真撮影、光学印象など、様々なケースでお使い頂けます。

特長
- ソフトな素材で口唇をサポートし、広い術野を確保
- 粘膜損傷のリスクを抑え、スムーズに診療
- より素早く一人で着脱可能
- ラテックスフリー
- 選べるホワイト3サイズと、カラー 2サイズ





製品内容			OptraGate
オプトラゲート アソートメント※	577275WW		1セット
オプトラゲート レギュラー×40、スモール×40			
オプトラゲート			各40枚
レギュラー ハーフ	683377WW	スモール ハーフ	683378WW
オプトラゲート カラー アソートメント			ブルー・ピンク 各20枚
スモール	669088WW	ジュニア	669089WW

※は在庫限りの製品です。

一般的名称：歯科用開口器/販売名：オプトラゲート/届出番号：13B1X10049IV0001/一般医療機器

OptraGloss®

オプトラグロス

高密度のミクロダイヤモンド粒子を最大 70wt% 含有することで、優れた研磨結果を得ることが可能です。コンポジットレジンの場合は 1 ステップで、酸化ジルコニウム、オールセラミックスの場合は 2 ステップと短時間でより高い光沢感と滑らかさを得ることが可能です。

種類

PP（プレポリッシャー / ダークブルー）: 粗研磨
HP（ハイポリッシャー / ライトブルー）: 研磨



ダークブルー　ライトブルー

最大回転数 15,000
オールセラミックス / ジルコニア

最大回転数 10,000
コンポジットレジン

注水使用　ペースト不要
オートクレーブ 134℃まで



左からスパイラルホイール、フレーム、カップ、ディスク

製品内容		OptraGloss
オプトラグロス アソートメント	684548AN	1セット
PP/HPポイント 全形態（7種類）各2本		
オプトラグロス コンポジット プロモパック	701870AN	1セット
HPポイント（4種類）各2本		
オプトラグロス プロモパック	684555AN	1セット
PP/HPポイント 全形態（7種類）各1本		
オプトラグロス リフィル		各10本

	フレーム	カップ	ディスク	スパイラルホイール
PP	684553AN	684549AN	684551AN	ー
HP	684554AN	684550AN	684552AN	721094AN

一般的名称：歯科用研磨器材 / 販売名：オプトラグロス / 届出番号：13B1X10049IV0044 / 一般医療機器

OptraDam®

オプトラダム

3D立体構造のラバーダムです。弾性があり、より容易に広い視野と術野の確保ができます。柔らかい素材のリングを採用しており、クランプやフレームが不要のため、一人で素早くセット可能です。術者にも患者様にも適したラバーダムです。

特長

- クランプやフレームが不要
- ソフトな素材で口唇をサポート
- 素早く簡単にセット＆アウト
- 選べる2サイズ





製品内容			OptraDam
オプトラダム			各50枚
レギュラー	627399AN	スモール	627400AN

一般的名称：歯科用ラバーダム / 販売名：オプトラダム / 届出番号：13B1X10049IV0011 / 一般医療機器

OptraSculpt® Pad

オプトラスカルプト パッド

主に前歯部で使用する、コンポジットレジン修復用インスツルメントです。片側に、レジンがベタつかない、柔軟性のあるポリエチレン製パッドを装着して使用します。圧痕が付きにくいので、成形・仕上・研磨時間の短縮が可能です。
また、ハンドルには2種類のスケール(歯冠幅径計測用・歯軸傾斜ガイド)が付いており、上顎前歯部の審美修復をサポートします。ラボサイドでのご使用にも適しています。片側は金属製のスパチュラが付いています。



適応

・コンポジットレジンを用いたIII、IV、V級窩洞の直接修復
・直接法ベニア

製品内容		OptraSculpt Pad
オプトラスカルプト パッド キット	765560AN	1セット
ハンドル1本、⌀4mm×60、⌀6mm×60		
オプトラスカルプト パッド インスツルメント	759593AN	1本
オプトラスカルプト パッド		各60個
⌀4mm	639792AN	⌀6mm 639793AN

一般的名称：歯科用練成充填形成器 / 販売名：オプトラスカルプト パッド / 届出番号：13B1X10049IV0033 / 一般医療機器

OptraSculpt® Next Generation

オプトラスカルプト Next Generation

主に臼歯部に使用する、コンポジットレジン充填用インスツルメントです。部位によって使い分けができる3種類のアタッチメントを両側に取り付けて使用します。コンポジットレジンがベタつきにくい素材のため、成形をより容易に行うことが可能です。



① ボール：窩洞(特に隣接面)の適合向上に
② ポイント：咬合面の溝、咬頭傾斜の成形に
③ チゼル：辺縁隆線、咬頭傾斜の成形に



製品内容					OptraSculpt Next Generation
オプトラスカルプト キット				765558AN	1セット
インスツルメント1本、アタッチメント3種各20個					
オプトラスカルプト Next Generation					各60本
① ボール	683068AN	② ポイント	683100AN	③ チゼル	683069AN

一般的名称：歯科用練成充填形成器 / 販売名：オプトラスカルプト Next Generation / 届出番号：13B1X10049IV0042 / 一般医療機器

OptraStick®

オプトラスティック

先端に球状の粘着性チップがついた、修復物保持具です。セットしにくい臼歯部でも、補綴装置を落とすリスクが減り、力をかけ過ぎずに装着が可能です。エッチングやシランカップリング等の前処理時や補綴装置のステイン・グレーズ材塗布時にも使用が可能です。





3パック（各16本）入り

製品内容		OptraStick
オプトラスティック	699972AN	48本

一般的名称：歯科用充填・修復材補助器具 / 販売名：オプトラスティック / 届出番号：13B1X10049IV0010 / 一般医療機器

シェードガイド

A-Dとブリーチシェードに対応した汎用のシェードガイドです。タブ部分はオートクレーブに対応しています。



製品内容	Shade Guide	
シェードガイド コンプリート（A-D＋ブリーチ）	628587	×1
シェードガイド ブリーチ	628605	×1

ビバパッド / ミックスプレート

デュアルキュア、または光重合の材料用に遮光蓋が付いたミキシングプレートです。



製品内容	VivaPad	
ビバパッド / ミックスプレート	533648	×1

ビバデントアプリケータ

液体や低粘度材料の塗布に適した、ホルダー付きディスポブラシです。



レギュラー（ライトブルー）：通常の窩洞や修復物
スモール（バイオレット）：小さな窩洞や根管内

製品内容	Vivadent Applicator	
ビバデント アプリケータ R ライトブルー	631699	50本
ビバデント アプリケータ S	562168	25本
ビバデント アプリケータ ブラック	695128	50本

カニューレ



製品内容 Cannulas

カニューレ トランスペアレント(45mm) 533666 ×20
対応：リキッドストリップ



カニューレ (ブルー) 550587 ×20
対応：トータルエッチ



カニューレ ブラック(⌀1.2mm) 669838 ×20
対応：テトリック N-パワーフロー 2



カニューレ ブラック(⌀0.9mm) Re 760816 ×20
対応：テトリック N-フロー 2 (シリンジ)、IPS エンプレス ダイレクト エフェクト オパール、IPS エンプレス ダイレクト カラー オペーク



カニューレ ブラック(⌀0.4mm) Re 634847 ×20
対応：IPS エンプレス ダイレクト カラー



カニューレ ブラック(⌀0.4mm) 685985 ×20
対応：ヘリオシール F Plus



カニューレ ブラック(⌀0.6mm) Re 634819 ×20
対応：ヘリオシール F Plus



カニューレ ブラック(23mm) 559224 ×20
対応：バリオリンク エステティック LC、バリオリンクエステティック Try-In、マルチリンク オートミックス Try-In



カニューレ VivaPen NEW スナップオン 745762 ×100
対応：アドヒース ユニバーサル



カニューレ ブラック(45mm) 533669 ×20
対応：ヘリオシール ボトル

※本カタログに掲載された内容は、予告なく変更になる場合があります。

製造販売元
Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目28番24号
TEL：03-6801-1301 FAX：03-5844-3657

ivoclar.com

VR27P01C32