OptraSculpt®

CR 充填用インスツルメント　オプトラスカルプト

ベタつき知らずの

「時短」インスツルメント




ivoclar

OptraSculpt® Pad for anterior teeth


オプトラスカルプト パッド



オプトラスカルプト パッドで成形



顕微鏡写真




パッド
フレキシブルなエチレンビニルアセテート製パッドです。単回使用で衛生的です。


前歯Ⅳ級、Ⅴ級等、広い面の成形に

ベタつかず、スムースな面を簡単に成形できます。
リファレンススケールが左右対称性や、幅径または、歯軸の目安に活用でき、審美修復をサポートします。

リファレンススケール



mm単位のスケール



正面観歯冠幅径（実線） 歯軸傾斜（破線）

OptraSculpt® Next Generation for posterior teeth

オプトラスカルプト Next Generation

臼歯充填に適した3形態





ボール
窩洞（特に隣接面）の適合の向上に。



ポイント
咬合面の溝、咬頭傾斜の成形に。



チゼル
辺縁隆線、咬頭傾斜の成形に。

製品内容

オプトラスカルプト パッド

アソートメント	765560AN	1セット
（インスツルメント1本、パッド2種 各60個）		
インスツルメント	759593AN	1本
Ø4mm	639792AN	60個×1
Ø6mm	639793AN	60個×1



オプトラスカルプト Next Generation

スターターキット	683067AN	1セット
（インスツルメント1本、ボール / ポイント / チゼル 各20個）		
インスツルメント	683154AN	1本
ボール	683068AN	60個×1
ポイント	683100AN	60個×1
チゼル	683069AN	60個×1



一般的名称：歯科用練成充填形成器 / 販売名：オプトラスカルプト パッド / 届出番号：13B1X10049IV0033 / 一般医療機器
一般的名称：歯科用練成充填形成器 / 販売名：オプトラスカルプト Next Generation / 届出番号：13B1X10049IV0042/ 一般医療機器

製造販売元
Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目28番24号
TEL：03-6801-1301 FAX：03-5844-3657
ivoclar.com

PR1042B04